



Elastyczna siatka opatrunkowa, niejałowa elastoNET

TD-45-I.2.c-2.1

wydanie I

data 2021-05-26

zmiana z dnia: 2021-12-22

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- przeznaczony do mocowania i podtrzymywania wszelkich opatrunków nieprzylepnych na ciele pacjenta zastępując tradycyjny bandaż, szczególnie w miejscach trudno dostępnych

WŁAŚCIWOŚCI

- elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa
- zawiera poliamid i elastomer
- duża rozciągliwość i siła powracania do stanu spoczynku
- elastyczna i bardzo miękka
- dostępna w wersji: 1 m oraz 10 m
- długość w stanie rozciągniętym 1 m: 2,5 m
- długość w stanie rozciągniętym 10 m: 25 m
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ W STANIE SWOBODNYM	DŁUGOŚĆ W STANIE ROZCIĄGNIĘTYM	SZEROKOŚĆ W STANIE RELAKSACJI	PRZEZNACZENIE	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE)
SO-0101	1 m	2,5 m	max 1,5 cm	palec	kartonik
SO-0201	1 m	2,5 m	1 cm – 2,5 cm	dłoń, palec	kartonik
SO-0301	1 m	2,5 m	1,5 cm – 3,5 cm	dłoń, stopa	kartonik
SO-0401	1 m	2,5 m	2,5 cm – 4,5 cm	podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć	kartonik
SO-0601	1 m	2,5 m	4 cm – 6 cm	głowa, ramię, podudzie, kolano	kartonik
SO-0801	1 m	2,5 m	5 cm - 9,5 cm	udo, głowa, biodro	kartonik
SO-1001	1 m	2,5 m	6,5 cm – 13,5 cm	biodra, brzuch	kartonik
SO-1401	1 m	2,5 m	8 cm – 14 cm	klatka piersiowa, brzuch	kartonik
SO-0110	10 m	25 m	max 1,5 cm	palec	kartonik
SO-0210	10 m	25 m	1 cm – 2,5 cm	dłoń, palec	kartonik
SO-0310	10 m	25 m	1,5 cm – 3,5 cm	dłoń, stopa	kartonik
SO-0410	10 m	25 m	2,5 cm – 4,5 cm	podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć	kartonik
SO-0610	10 m	25 m	4 cm – 6 cm	głowa, ramię, podudzie, kolano	kartonik
SO-0810	10 m	25 m	5 cm - 9,5 cm	udo, głowa, biodro	kartonik
SO-1010	10 m	25 m	6,5 cm – 13,5 cm	biodra, brzuch	kartonik
SO-1410	10 m	25 m	8 cm – 14 cm	klatka piersiowa, brzuch	kartonik