



CEWNIK FOLEY'A

dwudrożny z plastikową zastawką,
100% silikon, kontrast RTG, sterylny

TD-36

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 5

data: 2020-04-20

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z miękkiego i elastycznego silikonu, który ogranicza reakcję alergiczną błon śluzowych i zwiększa komfort pacjenta
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego
- Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Uniwersalne zakończenie cewnika pasuje do standardowych łączników w workach na mocz
- Silikonowa powierzchnia pozwala na atraumatyczne wprowadzenie cewnika
- Kontrast RTG wzdłuż całej długości drenu
- Łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie
- Plastikowa zastawka zapewnia szczelność balonu
- Cewnik w rozmiarze CH 6, CH 8, CH 10 posiada nylonową prowadnicę ułatwiającą cewnikowanie
- Wewnątrz opakowania osobno pakowana zatyczka
- Wyrób nie zawiera ftalanów
- Wyrób nie zawiera lateksu
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne – wewnętrzne folia, zewnętrzne papier-folia



ROZMIAR I KOD

| NUMER KATALOGOWY | DŁUGOŚĆ | BALON | ROZMIAR | KOLOR | OPAKOWANIE HANDLOWE | OPAKOWANIE TRANSPORTOWE |
|------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| CFNS-2D-06-03-P | 310 mm | 3 ml | CH 6 | różowy | 10 szt. | 40 x 10 szt. |
| CFNS-2D-08-05-P | 310 mm | 3-5 ml | CH 8 | czarny | 10 szt. | 40 x 10 szt. |
| CFNS-2D-10-05-P | 310 mm | 3-5 ml | CH 10 | szary | 10 szt. | 40 x 10 szt. |
| CFNS-2D-12-10-P | 400 mm | 5-10 ml | CH 12 | biały | 10 szt. | 40 x 10 szt. |
| CFNS-2D-14-10-P | 400 mm | 5-10 ml | CH 14 | zielony | 10 szt. | 40 x 10 szt. |
| CFNS-2D-16-10-P | 400 mm | 5-10 ml | CH 16 | pomarańczowy | 10 szt. | 40 x 10 szt. |
| CFNS-2D-18-10-P | 400 mm | 5-10 ml | CH 18 | czerwony | 10 szt. | 40 x 10 szt. |
| CFNS-2D-20-10-P | 400 mm | 5-10 ml | CH 20 | żółty | 10 szt. | 40 x 10 szt. |
| CFNS-2D-22-10-P | 400 mm | 5-10 ml | CH 22 | fioletowy | 10 szt. | 40 x 10 szt. |
| CFNS-2D-24-10-P | 400 mm | 5-10 ml | CH 24 | ciemnoniebieski | 10 szt. | 40 x 10 szt. |

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: B.S. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

rev.2023.01