



STAZA AUTOMATYCZNA STAZA AUTOMATYCZNA dla dzieci

TD-05-I.2.c-1.1

rewizja 2

data: 2021-07-01

zmiana z dnia: 2023-01-03

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- Wyrób przeznaczony do wywołania zastoju żylnego i uwidocznienia żyły wybranej do nakłucia

WŁAŚCIWOŚCI

- Elementy składowe: rozciągliwy pasek z poliestru i plastikowe komponenty z ABSu
- Szeroki rozciągliwy pasek minimalizujący wzrost ciśnienia podczas uciskania
- W znacznym stopniu chroni od przekrwienia ramienia, poprawia jakość próbki krwi do badania
- Redukuje przykre doznania w czasie ucisku
- Posiada prosty mechanizm obsługiwany jedną ręką umożliwiającą łatwe zapinanie i odpinanie z możliwością stopniowego uwalniania ucisku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Wielorazowego użytku
- Niesterylna
- Okres trwałości: 5 lat
- Pakowanie: 1 sztuka / folia + kartonik
- SPOSÓB CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI:
- Przed użyciem u kolejnego pacjenta wyrób należy umyć i zdezynfekować zgodnie z przyjętymi procedurami wewnętrznymi jednostki. Możliwość sterylizacji różnymi metodami:
 - Tlenkiem etylenu
 - Radiacyjnie
 - Parą wodną lub suchym ciepłem



| NUMER KATALOGOWY | ROZMIAR | KOLOR | OPAKOWANIE HANDLOWE | OPAKOWANIE TRANSPORTOWE |
|------------------|---|----------------|---------------------|-------------------------|
| SA-001 | długość 480 mm +/- 5 mm szerokość 25 mm +/- 1 mm | niebieski | 21 x 1 szt. | 20 x 21 szt. |
| SA-002 | długość 450 mm +/- 5 mm szerokość 25 mm +/- 1 mm | żółty + nadruk | 21 x 1 szt. | 20 x 21 szt. |