

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób wprowadzany przez nos lub usta pacjenta w celu prowadzenia żywienia enteralnego

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z miękkiego PCV o zmrożonej powierzchni, który przez odpowiedni stopień twardości jest odporny na załamania i skręcanie się
- Atraumatyczny, lekko zaokrąglony zamknięty koniec dystalny w celu umożliwienia precyzyjnego wprowadzenia
- Dwa otwory boczne naprzemianległe o łagodnych krawędziach
- Łącznik (konektor) kompatybilny z zakończeniem stożkowym strzykawki luer
- Zintegrowana z konektorem zatyczka umożliwiająca szczelne zamknięcie cewnika
- Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
- Linia RTG na całej długości
- Cyfrowa podziałka głębokości co 1 cm (od 5 cm do 40 cm)
- Nazwa producenta fabrycznie umieszczona na cewniku
- Pakowany pojedynczo na wprost
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	ŚREDNICA O.D.	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	KOLOR KONEKTORA	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CKS-04-50	CH 4	1,35 mm	500 mm	czerwony	100 szt.	6 x 100 szt.
CKS-05-50	CH 5	1,70 mm	500 mm	szary	100 szt.	6 x 100 szt.
CKS-06-50	CH 6	2,00 mm	500 mm	jasnozielony	100 szt.	6 x 100 szt.
CKS-08-50	CH 8	2,70 mm	500 mm	niebieski	100 szt.	6 x 100 szt.
CKS-10-50	CH 10	3,00 mm	500 mm	czarny	100 szt.	6 x 100 szt.