

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

**ZASTOSOWANIE:**

- po dostosowaniu kształtu, rozmiaru i wyjąłowieniu ogólne opatrzywanie ran w warunkach ambulatoryjnych, na blokach operacyjnych, oddziałach zabiegowych

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- wykonana z hydrofilowej gazy bawełnianej, białej metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej
- posiada jednorodną strukturę, na powierzchni gazy nie występują luźne włókna
- miękka i bardzo chłonna
- może być docinana i formowana w celu uzyskania pożądanego rozmiaru i kształtu
- może być sterylizowana z zastosowaniem pary wodnej, tlenu etylenu lub radiacyjnie
- dostępna nitkowość: 13, 17
- liczba sztuk w opakowaniu: 1
- okres trwałości: 5 lat



**ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	LICZBA NITEK	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE WOREK FOLIOWY	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
GR1309100	0,9 m x 100 m	13	1 szt.	5 x 1 szt.
GR1709100	0,9 m x 100 m	17	1 szt.	5 x 1 szt.